





Villeroy & Boch
1748

LOOP & Friends

AUSSCHNITTSCHABLONE
GABARIT POUR DECOUPE
TEMPLATE FOR CUTTING




9307 81 A3
Stand: 03. 2003

Nach Einkleben mit Silikon, 24 Stunden ruhen lassen.
Erst 24 Stunden nach dem Einkleben transportieren.
Ansonsten empfehlen wir Transporthilfe Art. Nr. 8707 00 00.

After attaching with silicone, leave for 24 hours.
Leave to dry for 24 hours before transporting.
Alternatively use the transport aid, art. no. 8707 00 00.

Après collage au silicone, laisser reposer 24 heures.
Laisser sécher 24 heures avant le transport.
Sinon utiliser le kit de transport pour vasque n° 8707 00 00.

SILIKON KAUTSCHUK
SILICONE RUBBER
MASTIC PLASTIFANT





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller